

RECOGIDA DE MUESTRAS EN HERIDAS

BIOPSIA

- Gold estándar
- Valorar riesgo-beneficio. Cruenta
- Precisa anestesia previa
- Se realiza en atención especializada
- Limpieza previa de la herida y desbridamiento si es necesario
- Aplicar antiséptico y esperar el tiempo adecuada hasta su evaporación
- Con punch sobre dos de las zonas más limpias y menos dañadas
- Se guarda en un bote de muestra estéril con un poco de SF



PUNCIÓN-ASPIRACIÓN

- No precisa anestesia aunque según la zona a puncionar puede ser dolorosa
- Limpieza concéntrica con antiséptico de la piel a puncionar hasta que éste evapore
- Dirigir la aguja 45° desde el borde exterior de la herida hacia la pared y aspirar unos 1-5ml
- Si no hay suficiente muestra, repetir-la inyectando entre 0'5-1ml de SF y aspirar
- Sacar el aire de la jeringa, cambiar la aguja e introducir la muestra en un medio anaerobio
- Si no se dispone, dejar en la misma jeringa con un tapón estéril
- Preservar la muestra protegida de la luz con papel de aluminio



HISOPO CON TÉCNICA LEVINE

- Siempre que no se pueda realizar de otra manera.
- Limpieza concéntrica de la herida y desbridamiento
- Presionar el hisopo
- No tomar de zonas con exudado purulento ni tejido desvitalizado
- Realizar un movimiento circular en 1cm2 del lecho de la lesión en dirección a las agujas del reloj
- Guardar el hisopo en el medio de transporte
- Se recomienda coger 2 muestras, una para tinción gram y otra para cultivo



CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

- Se tienen que mandar al laboratorio en las dos horas siguientes a la toma de la muestra. En este caso, pueden conservarse a temperatura ambiente
- En el supuesto que no pueda ser así, deben conservarse en nevera entre 2-8°C hasta un máximo de 24h.

